


	SCREENING CfDNA tradizionale	 PrenatalSafe [®] KARYO	P-VALUE
NR. DI GRAVIDANZE VALUTATE	12.114	12.114	
NR. DI GRAVIDANZE CON ANOMALIE CROMOSOMICHE IDENTIFICATE	166	196	
NR. DI GRAVIDANZE CON ANOMALIA CROMOSOMICA CONFERMATA	151	169	
FALSI POSITIVI	15	27	
FALSI NEGATIVI	12	0	
VERI POSITIVI	151	169	
VERI NEGATIVI	11.936	11.918	
SENSIBILITA'	92.64%	100.00%	< 0.001
SPECIFICITA'	99.87%	99.77%	0.064
VALORE PREDITTIVO POSITIVO (PPV)	90.96%	86.22%	0.161
VALORE PREDITTIVO NEGATIVO (PPN)	99.90%	100.00%	< 0.001